

Formaform

Formaform è il prodotto necessario per costruire 'da se' degli stampi. E' presentato in granuli ed è di facile utilizzo. Formaform viene fatto sciogliere a bagnomaria aggiungendo Formaform-liquido, dopodiché si versa sul modello che intendiamo riprodurre. Poiché il liquido si solidifica raffreddandosi, già dopo poco tempo si ottiene uno stampo elastico che può essere riempito con tutte le masse di fusione ceramiche (Artline) e le resine bicomponenti.

Se lo stampo riprodotto non risulterà perfetto, sarà sufficiente riciclare lo stampo, rifondendolo aggiungendo un terzo di Formaform nuovo. Per realizzare il calco o utilizzando masse calde di colata, per esempio cera calda, sapone per colata, lo stampo dovrà contenere uno scudo termico (Formaform-Thermolan liquido) da aggiungere all' impasto iniziale. Le confezioni contengono: Formaform (granulato), Formaform-liquido, Formaform-Thermolan (isolante termico) e un manuale d'istruzioni. E' importante leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.



60181	Formaform Set	1250 gr.	barattolo	Euro 24,80
60182	Formaform Set	8000 gr.	barattolo	Euro 136,00



Crearform

Prodotto per la creazione di calchi rapidi con un tempo di formatura di circa 6 – 8 minuti. Questo materiale viene utilizzato in tutti i casi in cui sia necessario realizzare rapidamente uno stampo, per esempio per la creazione di prototipi, la copia di un rilievo o di una statua, la realizzazione di calchi di parti del corpo, mani, piedi, calchi parziali di un viso, per esempio del volto di una bambola ecc.. Lo stampo finito può essere subito riempito con Artelin (polvere ceramica art. 56 001), in modo tale che già 30 minuti dopo è disponibile una riproduzione perfetta. Ovviamente, dopo un breve periodo di asciugatura, di circa 60 minuti, lo stampo può essere usato con qualunque altra massa di colata, per esempio resina di poliambra, resina tipo legno poliesterica, sapone per colata e cera. Il Crearform può anche essere applicato sui modelli (senza il contenitore solitamente necessario per colare lo stampo). In questo caso la miscela viene lievemente modificata (viene leggermente diminuito il quantitativo di acqua aggiunta), in modo tale da ottenere un' impasto di consistenza cremosa che può essere applicato sui modelli mediante una spatola. Così facendo si ha la possibilità di realizzare rapidamente e in qualunque situazione lo stampo negativo di un oggetto. Crearform è composto da materie prime naturali quali fibre vegetali, proteine e conservanti, e viene ben tollerato dalla pelle (pH neutro), ma ah un tempo di utilizzo dello stampo limitato. Il prodotto viene fornito con un dettagliato manuale di istruzioni. CE

60201	Crearform (per calchi rapidi)	225g	barattolo	Euro 11,50
60202	Crearform (per calchi rapidi)	500g	barattolo	Euro 22,90
60203	Crearform (per calchi rapidi)	1000g	secchiello	Euro 38,40
60204	Crearform (per calchi rapidi)	4000g	secchiello	Euro 139,50



Formalate (emulsione di lattice)

Il Formalate è un prodotto necessario e semplice per la realizzazione di stampi tubolari. E' sufficiente preparare la statuina (che si intende riprodurre), creando una sorta di piedistallo in legno spesso circa 6- 8 mm., che sporga di 5 mm dalla base. Effettuata questa operazione, immergere la statuina nel liquido Formalate lattice, sulla statua si formerà così una sottile pellicola gommosa (strato di lattice). Dopo essere stata immersa nel lattice la statua deve asciugare. Questo procedimento deve essere ripetuto più volte in base alla grandezza ed allo spessore della statua. Nella maggior parte dei casi, per ottenere uno stampo resistente sono sufficienti 3 o 4 immersioni. E' possibile effettuare la stessa operazione, pennellando il prodotto anziché immergerlo. Lo stampo finito può poi essere riempito con polvere ceramica (Arteline), resina, resina tipo legno, cera per rilievi e per immagini, sapone per colata ecc.. Il Formaform è fornito di un accurato manuale di istruzioni.


60151	Formalate (emulsione di lattice)	300 ml	barattolo	Euro 12,20
60152	Formalate (emulsione di lattice)	800 ml	bottiglia	Euro 30,70
60154	Formalate (emulsione di lattice)	2,5lt	bottiglia	Euro 88,80
60156	Formalate (emulsione di lattice)	10 lt	fustino	su richiesta



Formalate-Modellfix

Per potere realizzare qualsiasi riproduzione, è necessario disporre di una massa di formatura pronta. Per riprodurre, ad esempio, i rosoni di antiche ville, è sufficiente spatolare direttamente Formalate-Modellfix e aspettando 6-12 ore avere già un perfetto stampo elastico e resistente a qualsiasi massa di colatura. E' possibile riprodurre, teste di marionette, modellini d'auto, calco di un modello d'argilla appena prodotto. Formalate-Modellfix, è presentata in confezione pronta per l'uso ed i tempi di indurimento variano in base allo spessore applicato sull' oggetto da riprodurre.

60166	Formatate-Modellfix (pasta spatolabile)	500 ml	barattolo	Euro 21,40
60167	Formatate-Modellfix (pasta spatolabile)	1000 ml	barattolo	Euro 39,40



Cera distaccante liquida

Un sottile strato di questa emulsione a base di cera, facilita il distacco del prodotto per la realizzazione di stampi (Formalate-Formaform) dal modello originale. Cera distaccante è indispensabile quando diventa difficile liberare l'oggetto riprodotto (polvere di ceramica, gesso, altri materiali) dallo stampo. E' da applicare, naturalmente, all'interno dello stampo prima di effettuare la colata. Eventuali residui di cera distaccante possono essere rimossi con acqua e sapone.

60611	Cera distaccante liquida	50 ml	barattolo	Euro 4,90
60612	Cera distaccante liquida	250 ml	barattolo	Euro 22,80



Spray distaccante (con teflon)

Nella realizzazione di stampi è importante proteggere il modello originale. Questo spray distaccante, evita che il materiale usato per produrre gli stampi intacchi la superficie dei modelli soprattutto quelli molto preziosi. E' invisibile, contiene teflon, non necessita di particolari precauzioni per l'uso.

60616	Spray distaccante (con teflon)	300 ml	bombola	Euro 11,40
-------	--------------------------------	--------	---------	------------

